

Composition : Double couche 100% coton / Une couche non tissé 100% viscose

« Ce dispositif n'est ni un un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 ( masques chirurgicaux ), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 ( masques filtrants de type FFP2 ). »

Ce masque barrière forme une première barrière pour éviter les projections de gouttelettes et évitent les contacts main/bouche.

### **Mettre un masque barrière**



1/ Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique



2/ Placer le masque barrière sur le visage. L'ouverture du masque vers l'intérieur.



3/ Tenir le masque barrière de l'extérieur et passer les élastiques derrière les oreilles.



4/ Abaisser le bas du masque barrière sous le menton. Vérifier que le masque couvre bien le menton et le nez.



5/ Une fois ajusté ne plus toucher le masque barrière avec les mains. Chaque fois qu'il sera touché, l'utilisateur devra se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro alcoolique.

### **Retrait du masque**

1/ Se laver les mains à l'eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique ;

2/ Retirer le masque barrière en saisissant par l'arrière les élastiques sans toucher la partie avant du masque barrière

3/ Placer le masque barrière à laver dans un contenant spécifique (sac plastique propre).

### **Durée**

1/ Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu'il est souillé, mouillé ou mal positionné sur le visage. Il convient de ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation.

2/ Ne pas réutiliser de masque barrière souillé ou mouillé.

3/ Durant une même période de 4h, le masque ne peut servir plusieurs fois que s'il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible, et remis selon les consignes.

4/ La durée de port doit être inférieure à 4 heures sur une seule journée (équivalent à une demi-journée).

### **Lavage**

1/ Le masque barrière doit être lavé minimum 30 minutes à 60° avec la lessive habituelle.

2/ Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage. Eviter de faire sécher les masques à l'air libre.